

■ 대응하는 튜브 유량 (펌프 헤드 1개 당)(ml/min)

	튜브형번	L/S13	L/S14	L/S16	L/S25·L/S15	L/S17·L/S24	L/S18·L/S35	L/S36
	펌프형번							
가변 펌프	7553-80	0.06~6	0.2~21	0.8~80	1.7~170	2.8~280	3.8~380	4.8~480
	7553-70	0.36~36	1.3~130	4.8~480	10~1000	17~1700	23~2300	29~2900
	7554-80	0.42~12	1.4~43	5.6~160	12~330	20~570	27~770	34~970
	7554-90	1.2~36	4.2~130	16~480	34~1000	56~1700	76~2300	96~2900
	07528-10	0.36~36	1.3~130	4.8~480	10~1000	17~1700	23~2300	29~2900
	07528-20	0.18~18	0.85~85	2.4~240	5~500	8.5~850	11.5~1150	14.5~1450
	07528-30	0.06~6	0.2~21	0.8~80	1.7~170	2.8~280	3.8~380	4.8~480
디지털 펌프	7523-80	0.006~36	0.021~130	0.08~480	0.17~1000	0.28~1700	0.38~2300	0.46~2900
	7523-90	0.001~6	0.004~21	0.016~80	0.033~170	0.057~280	0.077~380	0.096~480
컴퓨터 구동펌프	7551-00	0.006~36	0.021~130	0.08~480	0.17~1000	0.28~1700	0.38~2300	0.46~2900
	7551-10	0.001~6	0.004~21	0.016~80	0.033~170	0.057~280	0.077~380	0.096~480